

Mirage™ FX - Nasal Mask

62102 Mirage™ FX Nasal Mask

CE 0123

Maschera nasale per ventiloterapia – Con fori per l'esalazione della CO₂

Classificazione CND: R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE

Progressivo di sistema attribuito al DM: 362337/R

Produttore – ResMed (1 Elisabeth MacArthur Drive, Bella Vista, NSW 2153, Australia)

Garanzia – 90 giorni dopo la data d'acquisto.

Anno di immissione sul mercato: 2011



La maschera Mirage™ FX è una maschera nasale per ventiloterapia con fori per l'esalazione della CO₂ incorporati (non necessita perciò di valvole espiratorie aggiuntive).

Utilizzabile con tutti i tipi di ventilatori pressometrici che richiedono una maschera con valvola espiratoria inclusa.

La maschera Mirage™ FX è composta da una cuffia in neoprene e da una scocca semirigida in policarbonato e nylon su cui è montato un cuscinetto a doppia membrana in silicone al 100%. Sul cuscinetto è posizionato il raccordo girevole a gomito disinseribile ed i fori per l'espulsione della CO₂.

La maschera viene fornita assemblata e pronta all'uso.

Caratteristiche peculiari di questa maschera sono:

- Taglia unica
- Piccola e leggera
- Non necessita di regolazione sulla fronte

La maschera non contiene latex, PVC o DEHP in nessuno dei componenti.

Quando è utilizzata con apparecchiature ResMed, impostare il tipo di maschera come "STANDARD", per ottenere un funzionamento ottimale dell'apparecchio.

La maschera può essere utilizzata con la maggior parte delle apparecchiature pressometriche in commercio che utilizzano un circuito singolo senza valvola espiratoria.

Nel libretto di istruzioni incluso nella confezione, si trovano anche le indicazioni dettagliate per la cura e la pulizia.

Specifiche tecniche

Curva di pressione-flusso – Tutte le maschere

