

# INOGEN ONE<sup>G5™</sup> System




## Sistema Inogen One G5 (IS-500):

- Compatto e leggero
- Impostazioni di flusso 1-6
- Erogazione di ossigeno a pulsazione intelligente
- Progettato per un utilizzo di 24 ore
- Nuovo display a cristalli liquidi con simboli facili da leggere

\*Incluso con il sistema

\*\*Accessori venduti separatamente



Alimentatore in CA  
Inogen One\*  
Articolo n. BA-501



Cavo di alimentazione  
CC Inogen One G5\*  
Articolo n. BA-306



Batteria agli ioni di litio  
Inogen One G5\*  
Fino a 6,5 ore di tempo di  
operatività  
Articolo n. BA-500



Sacca per il trasporto  
Inogen One G5\*  
Articolo n. CA-500



Batteria agli ioni di litio a durata estesa\*\*  
Fino a 13 di tempo di operatività  
Articolo n. BA-516



Zaino  
Inogen One G5\*\*  
Articolo n. CA-550

**IN OGEN ONE<sup>G5</sup>**

## Ossigeno. Sempre. Ovunque®

Ancora una volta l'innovazione Inogen stabilisce un nuovo livello di erogazione dell'ossigeno.

Inogen One G5 offre la maggior quantità di ossigeno per chilogrammo per un concentratore di ossigeno portatile presente oggi sul mercato. Con impostazioni di flusso 1-6, Inogen One G5 è progettato per aumentare in maniera sorprendente l'indipendenza per la maggior parte degli utilizzatori di ossigeno supplementare 24/7. L'unità può essere caricata a casa o mentre ci si sposta, offrendo ai pazienti la libertà di usufruire di ossigeno. Sempre. Ovunque.

Inogen One G5 è la vostra soluzione ideale, l'unica soluzione per l'erogazione di ossigeno a casa o fuori di casa.

<b>Peso</b>	2,2 kg. (4,7 libbre) (batteria singola inclusa)
<b>Dimensioni</b>	Lunghezza: 18,26 cm (7,19 pollici) Larghezza: 8,28 cm (3,26 pollici) Altezza: 20,7 cm (8,15 pollici) (batteria singola inclusa)
<b>Flusso di ossigeno</b>	Sistema di erogazione a pulsazione Sei impostazioni di flusso 1, 2, 3, 4, 5, 6
<b>Alimentazione</b>	Alimentazione in CA 100-240Vca, 50-60Hz (rilevamento automatico 1,0A per consentirne l'uso in ogni paese del mondo) Cavo di alimentazione CC: Ingresso CC 13,5-15,5Vcc, 10A Max per l'utilizzo mobile in auto
<b>Batteria</b>	Durata (batteria singola): Fino a 6,5 ore Ricarica fino a 3 ore con alimentazione in CA o CC Durata (batteria doppia): Fino a 13 ore Ricarica fino a 6 ore con alimentazione in CA o CC
<b>Livello del rumore</b>	38 dBA*
<b>Funzionamento</b>	Agevoli funzioni di controllo e display a cristalli liquidi con simboli di facile lettura
<b>Utilizzo</b>	Progettato per l'utilizzo 24/7 e conforme a tutti i requisiti FAA applicabili per l'utilizzo di POC a bordo di velivoli

\*All'impostazione di flusso 2

**inogen**

<https://provider.inogen.com/>

info-eu@ingen.net

+31 346 216985

MKT-0456A