



Nome del dispositivo: **Termometro no contact** Codice interno 11AJA

Utilizzatori: Può essere utilizzato da famiglie o personale ospedaliero per rilevare la temperatura dal canale uditivo o dalla fronte, in adulti, bambini e neonati

Retroilluminazione tricolore: <37.5°C verde, 37,5° giallo, 38° arancione, 38° rosso

Condizioni di lavoro ideali: temperatura 16-32°C, umidità <85%

Alimentazione: DC3V, 1,5 V AAA (LR 03) 2 batterie

Misurazione: fronte (senza contatto a distanza cm 1-3)

Conservare l'apparecchio ad una temperatura tra -20° e + 50°C, umidità ≤90%

Gamma di misurazione temperatura corporea tra 28.0°-42.9°C – Ambiente 28°/50°

Precisione della misurazione: tra i 32 e 42°C +/- 0,2° , ad altre temperature +/- 0,3°

Risoluzione del display: 01°C/01°F

Memoria: 32 memorie

Spegnimento automatico: 60±20S senza operazioni

La confezione contiene: 1 termometro - 2 x batterie 1/1,5V AAA – Manuale istruzioni